

## Utvrđivanje tipa svoda Vaših stopala

Jednostavan test sa vodom može Vam otkriti da li imate visoke ili niske svodove i kako da izaberete prave QuickFit uloške za sebe.

Postoji tri osnovna tipa svoda stopala, ako imamo u vidu visinu Vaših svodova. Brz i lak način da odredite tip svog svoda je da uradite „test sa vodom“ koji možete videti u produžetku.



Nakon testa, uporedite otisak Vaših stopala sa slikama ispod i otkrijte koji tip svoda stopala imate. To je prvi korak u odabiru odgovarajućih QuickFit uložaka za Vas.

### Normalan (srednji) svod

Ako kontura svoda zauzima otprilike pola otiska, svod vašeg stopala je srednje visine. To je najuobičajeniji tip svoda i zato se često naziva normalnim ili srednjim. Možete nositi bilo koje QuickFit uloške i treba da ih odaberete na osnovu širine Vaših stopala. Za standardna ili široka stopala srednjeg svoda preporučujemo plave ili zelene QuickFit uloške. Za uža stopala odgovaraće Vam žuti ili narandžasti QuickFit ulošci.

### Nizak svod

Ako vidite gotovo celu konturu tabana na otisku, onda imate nizak svod, koji je takođe uobičajen. Možda Vam je svod nizak celog života, a možda se spustio vremenom ili usled promena telesne težine. Korišćenjem odgovarajućih uložaka, svod se podržava i time oslobađa prekomernog opterećenja. Najviše udobnosti pružiće Vam zeleni ili narandžasti QuickFit. Odaberite zeleni ako imate standardna ili šira stopala, a narandžasti ako su Vam stopala uska.

### Visok svod

Ako na otisku vidite samo petu, prednji deo stopala i prste, i uz to samo bledu liniju sa spoljašnje strane stopala, onda imate visok svod, manje uobičajen tip. Može da bude teško da se nađe odgovarajuća obuća koja zaista podržava visok svod. QuickFit spasava situaciju! Plavi ili žuti QuickFit ulošci će se sami oblikovati prema Vašim svodovima i pružiti udobnost. Odlučite se za plavi QuickFit ako imate standardna ili šira stopala, a žuti ako su uža.



FootBalance  
Jedinstveni kao ti

[www.stopala.rs](http://www.stopala.rs)

 [www.facebook.com /stopalo](https://www.facebook.com/stopalo)

# QuickFit ulošci



## Quick udobnost u svoj obući

FootBalance  
Jedinstveni kao ti

# Quick udobnost u svim cipelama



FootBalance QuickFit su ulošci koji se sami oblikuju prema Vašim stopalima i imaju patentirano dinamično jezgro, koje omogućava zdravim stopalima da funkcioniraju i imaju pravilan položaj.

Ovi ulošci rađeni delimično po meri dostupni su u dve različite širine i to standardnoj i uskoj, kao i za dva tipa svoda: nizak ka srednjem ili srednji ka visokom. Zagrevanjem ili upotrebom QuickFit ulošci brzo se oblikuju, savršeno prateći jedinstvenu konturu Vaših stopala, pri tome unapređujući i udobnost cipela.



0 2 3

**Debljina**



0 2 3 4 5

**Fleksibilnost**

**Veličina:** 35 – 50



**Površinski materijal:** visoka abrazivnost, upija tečnost, anti-mikrobski materijal (PK-80)

**Težina (veličina 42-43):** 1.69 oz/48g

**QuickFit ulošci mogu biti oblikovani po meri Vašeg jedinstvenog stopala na jedan od dva načina.**

## Oblikovanje toplotom

Oblikujte QuickFit uloške toplotom tako što će te ih staviti u rernu, kako bi brzo dobili oblik koji savršeno prati konturu Vaših stopala.



## Oblikovanje obuvanjem

Odmah stavite QuickFit uloške u cipele i oni će se redovnim nošenjem oblikovati vremenom.



Patentirano dinamično jezgro omogućava zdravim stopalima da funkcioniraju i imaju savršen položaj.



**QuickFit Zeleni**  
Standardna širina cipela



Nizak - srednji svod

**QuickFit Plavi**  
Standardna širina cipela



Srednji - visoki svod

**QuickFit narandžasti**  
Uske cipele



Nizak - srednji svod

**QuickFit žuti**  
Uske cipele



Srednji - visoki svod